

Link do produktu: <https://www.matydomasazu.pl/magnetyczna-opaska-na-nadgarstek-p-25.html>



Magnetyczna opaska na nadgarstek

Cena	29,00 zł
Numer katalogowy	MW-W
Producent	HoMedics

Opis produktu

Opaska magnetyczna na nadgarstek wyposażona jest w 6 magnesów (Siatki o mocy 1000+ gaussów), układowych tak by skutecznie walczyć w bólem przez cały dzień.
Komfortowa, nieporozowa pokrywa sprężyna ultraminiatury naturalnej (siatki) ciała a także pomaga w przepływie krwi.
Zewnętrzna, płaszczyzna pokrycia zapewnia dobrą przyczepność i napięcie.
Płatki magnetyczne ergonomicznie umieszczone na sprężynie, czarnej stronie opaski sprawiają, że ich działanie terapeutyczne jest optymalne.
Opaska na nadgarstek występuje w jednym uniwersalnym rozmiarze.

SPOSÓB UŻYCIA
Czarną stronę opaski (oddziaływającą magnetycznie na ciało) kierujemy do wnętrza ręki, by zawsze przylegała bezpośrednio do skóry. Umieszczamy opaskę na nadgarstek i ominiemy wokół nadgarstka. Prosimy zauważyć, że przy końcu opaski (po stronie czarnej) znajduje się laska z samoprzylepnym materiałem typu "tęgi", ułatwiający założenie. Po założeniu nadgarstka należy lekko docisnąć opaskę do nadgarstka pokrywanego. Należy tak dobrać wielkość opaski by opaska nie uciskała, gdyż może to powodować łagodzenie przylegania krwi. Opaska magnetyczna najlepiej spełnia zadanie, gdy jest nakładana bezpośrednio na skórę, ale jeżeli istnieje taka potrzeba, może być również noszona na ubranie.

Producent (GPSR)

FKA Brands Ltd.
Irlandia
29 Earlsfort Terrace
Dublin D02AY28
support@homedics.co.uk